

Snabbguide till din nya fotmassage Care II+, tryck på knappen för inställning enligt nedan.



Här slår du på eller av Care II+, den blinkar i standby läge.



Välj den tid som önskas, 10 min blå/ 15 min röd / 20 min röd/blå



Ställ in styrkan i luftkuddarna, Låg styrka blå, medel styrka grön, högst styrka röd



Välj program, Blå är program ett, röd är program två och röd/blå är program tre



Värmen är på som standard, lyser då rött, avaktivera den med ett knapptryck.

Tele: 0220-516 00 E-post: [info@pocitron.se](mailto:info@pocitron.se)

