

Nya generationens fotmassageapparat, som är batteridrivnen med lång drift i batteriläget. Supersnygg och stilren fotmassage som passar i vardagsrummet som fotpall samt likväl i husvagnen eller båten.

Packa upp fotmassagen varsamt.  
Stick inte med några vassa föremål ner i kartongen då du kan skada fotmassagen.

Ta bort den övre frigoliten.



Lyft nu ut fotmassagen ur kartongen. Ta bort plasten. Där fötterna placeras ligger strömkabel och några extra gummiskydd, samt ett engelsk instruktionsbok



Strömadapterns kontakt kopplas in i det nedre hålet i bakkant  
Ladda gärna fotmassagen ca: 30 minuter innan ni startar fotmassagen första gången.

Fotmassagen går även att använda under laddning, total ladd tid ca: 4 timmar och användar tid ca: 8 timmar.

För start av vad/ sätesmassage trycker man på knappen bredvid strömkontakten. Denna har funktionen PÅ respektive AV.



Denna knapp är för påslagning respektive avstängning.  
När lampan blinkar rött så är batteriet på väg att ta slut.  
Lämpligt att ladda fotmassagen omgående.

Program val: Tryck för byte av program, tre stycken.  
De indikeras med olika färger, Grön, Gul och Röd.  
Grön färg: Luftkuddar, rullarna samt vibrationsmassage aktiverad.  
Gul färg: Endast luftkuddarna aktiverade.  
Röd färg: Vibrationsmassage samt rullarna aktiverade.

Denna knapp lyser Rött när värmen är aktiverad.

Ändring av intensiteten kan ändras i 3 olika nivåer.  
När det lyser grönt är det lågt tryck, gult mellan samt rött är den högsta massage intensiteten.



**OBS! Fotmassagen tål ej att stå i.**